



PHỤ LỤC
ATTACHMENT

(Kèm theo quyết định số 1290/QĐ-VACI ngày 20 tháng 7 năm 2026
của Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam)

Phòng thí nghiệm: **Phòng Thử nghiệm Hóa Sinh Sky Lab**

Laboratory: *Sky Lab Biochemical Laboratory*

Cơ quan chủ quản: **Công ty TNHH Hóa Sinh Sky Lab**

Holding organization: *Sky Lab Biochemical Company Limited*

Lĩnh vực: **Thử nghiệm Hóa học**

Field: *Chemical Testing*

Người phụ trách/Representative: **Lương Thị Hoài Lê**

Số hiệu/Code: **VALAS 234**

Hiệu lực công nhận/Period of Validity: **19/7/2031**

Địa chỉ trụ sở/Head office address:

Cụm công nghiệp Krông Búk, xã Pong Đrang, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

Krông Búk industrial cluster, Pong Đrang commune, Đắk Lắk Province, Vietnam

Địa chỉ phòng thí nghiệm/Laboratory address:

Cụm công nghiệp Krông Búk, xã Pong Đrang, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

Krông Búk industrial cluster, Pong Đrang commune, Đắk Lắk Province, Vietnam

Số điện thoại/Phone: 0962777788

Email: congtyhoasinhskylab@gmail.com

Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa học

Field of testing: Chemical Testing

TT/ No	Tên sản phẩm/ vật liệu được thử <i>Name of product/material tested</i>	Tên phép thử cụ thể <i>Specific test name</i>	Phạm vi đo/LOQ <i>Measurement Range/ LOQ</i>	Phương pháp thử <i>Test method</i>
1	Sầu riêng/ <i>Durian</i>	Xác định hàm lượng Auramine O. Phương pháp LC-MS/MS <i>Determination of Auramine O content. LC-MS/MS method</i>	0,1 µg/kg	Skylab.01 (Ref.BJS202204)
2		Xác định hàm lượng Cadmium(Cd) Phương pháp GF-AAS <i>Determination of Cadmium (Cd) Content GF-AAS Method</i>	5 µg/kg	Skylab.03 (Ref.GB 5009.15- 2023)

TT/ No	Tên sản phẩm/ vật liệu được thử Name of product/material tested	Tên phép thử cụ thể Specific test name	Phạm vi đo/LOQ Measurement Range/ LOQ	Phương pháp thử Test method
3	Mít/ Jackfruit	Xác định hàm lượng Auramine O. Phương pháp LC-MS/MS <i>Determination of Auramine O content. LC-MS/MS method</i>	0,1 µg/kg	Skylab.02 (Ref.BJS202204)
4		Xác định hàm lượng Cadmium(Cd) Phương pháp GF-AAS <i>Determination of Cadmium (Cd) Content GF-AAS Method</i>	5 µg/kg	Skylab.04 (Ref.GB 5009.15- 2023)
5	Nước sạch/ Clean water	Xác định hàm lượng Cadmium(Cd) Phương pháp GF-AAS <i>Determination of Cadmium (Cd) Content GF-AAS Method</i>	0,2 µg/L	SMEWW 3113B:2023
6		Xác định hàm lượng Chì (Pb) Phương pháp GF-AAS <i>Determination of Lead (Pb) Content GF-AAS Method</i>	1 µg/kg	SMEWW 3113B:2023

Ghi chú/Note:

Trường hợp Phòng Thử nghiệm Hóa Sinh Sky Lab thuộc Công ty TNHH Hóa Sinh Sky Lab cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa thì phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/*In case of providing product quality testing services, Sky Lab Biochemical Laboratory - Sky Lab Biochemical Company Limited must register and be granted a certificate of operation registration in accordance with the law before providing this service.*